

产品组成:

规格	100X	100X
蛋白酶抑制剂混合物 (不含EDTA)	250u1	1000u1

注:

- 储存期间溶液如果出现沉淀, 不影响使用, 溶解后正常使用。

储存条件:

-20°C 保存。

有效期:

一年。

产品简介:

本蛋白酶抑制剂混合物包含6种独立的蛋白酶抑制剂; 每一种抑制剂可特异性抑制某一种或几种蛋白酶活性。该混合物优化的组成使其可以抑制几乎所有重要的蛋白酶活性, 包括丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、天冬氨酸蛋白酶、丙氨酰-氨基肽酶等。

此抑制剂混合物为100倍浓缩DMSO溶液, 适用于从哺乳动物细胞、组织中提取蛋白, 直接加入任何组织类型和细胞的裂解产物中, 均能有效抑制蛋白酶的活性, 更高效的提取目的蛋白。适用于Western Blot 和免疫共沉淀等。本品不含有EDTA, 不影响金属依赖蛋白的活性, 与金属螯和层析兼容。