

# η» θ θ ζ θ ²θ— ε η οΟ PKH67οΟ

Catalog No: #CK0078



Package Size: #CK0078 500T

Orders: order@signalwayantibody.com  
Support: tech@signalwayantibody.com

## Description

Product Name	η» θ θ ζ θ ²θ— ε η οΟ PKH67οΟ
Storage	2-8°Cι• Ωε 6δΕ ζ

## Application Details

θ• §ε ζ ζ PKH67ζ —δΕ η§• ε• —ε—Ηζ'»η» θ θΩ θ' θ• §ε ζ θ °η ζ °ε ζ ζ οΟ ε• —δ» ζ θ °ζ'»δ½ η» θ οΟ ι θΩ δ  
'E θ η» ζ η θ θ"ε ε• η» ε• θ ζ θ °η» θ γ

PKH67ε—Ηη» θ ζ— ζ §θΥ ε°• οΟ θ• §ε θ ζ —δ½ οΟ θ ζ'Αζ §ι« οΟ θ ½ε θ½»ζ η©Ωι • η» θ θ οΟ ζ η• εΟΙθ η"ε  
η η»Ωθ ²θ• §ε γ η»• PKH67ζ θ °η η» θ ε• —η "δΙ δ½ ε ε δ½ ε ε' ζ η η©ΑοΟ δΕ ε ζ δΕ• δΟ δ½Ωι »θΩ η» θ  
ζ θ ²η ε θ ½γ

ε "η» θ ε θΕ ε' ζ θΩ η" δΕ-οΟ PKH67η θ• §ε εΟΙεΙ'δΟ ι • η• η» θ η ε θΕ θ ι • η'§ι ε • οΟ ζ θ °θ• §ε ε• —εΗ°ε  
• ε ι • θ °δΕ δΕ ε• δ»£η» θ δΕ-οΟ ε ζ- ε Αθ• §ε εΟΙεΙ'ζ —δΙ²δ»£η» θ η δΕ ε• οΟ ζ'Ηζ• θΩ δΕ η 'Ηζ §οΟ ε ε• —θ'«η  
"δΙ ζΕ ζ" η» θ ε' ζ οΟ η» θ ε "ζ η δΟ°η ε• η» θ ε θΕ η- ζ Ηι• 'γ

PKH67ζ θ °η» θ η θ• §ε ι• ε'Εε• δΕ οΟ εΗΑδΕ ε θΕ ε• η ε• δ»£η» θ η θ• §ε ε ι • δ'Η ζ 'ε• δΕ γ ε "η» θ ε  
θΕ ε' ζ θΩ η" δΕ-οΟ PKH67ζ θ °θ• §ε ε• —εΗ°ε• ε ι • θ °δΕ δΕ ε• δ»£η» θ δΕ-οΟ θ• §ε εΟΙεΙ'ε• δΕΙδΙ²δ»£η» θ η δ  
'E ε• οΟ ι θΩ ζ"• εΟ• η» θ δ» ζ'Ηζ• θ• §ε εΟΙεΙ'η δΕ• ε• οΟ ε• —ζΕ ζ" ε 'Ιζ ε θΕ η» θ οΟ ε θΕ δΕ ζ"οΟ 1/2η θ• §  
ε εΟΙεΙ'οΟ οΟ δΙ ζ"οΟ 1/4η θ• §ε εΟΙεΙ'οΟ οΟ δΕ ζ"οΟ 1/8η θ• §ε εΟΙεΙ'οΟ οΟ δ» ε• ζ 'ε ε θΕ ζ"ζ °η η» θ γ P  
KH67ε• —ζΕ ζ" ε θΕ ζ"ζ °ε θΥΥε -ζ"η θ °ζ 'ε γ

ι δΙ η "δΙ η» θ ε' ζ ζΕ ζ" οΟ PKH67θΩ ε• —δ» η "δΙ η» θ η δ½ ε η δ½ ε η 'θΕ οΟ ζ θ °ε• θ• §ε ε "θ ε θ"  
θΥΥη"ε οΟ ι °ζ §ζ θ °η θΥΥ98%δ» δΕ οΟ ζ θ °η» θ ε½ζ • θ —ε ½οΟ θ ½ζ ζ ε °θ§ — η» θ ε "δ½ ε η θ—±ε—  
'Οε ε ζ ε "οΟ ζ ε° ζ θ °η η» θ ζ"ε δ½ ε οΟ ε• —δ» ζ ζ η ζ 'Υη 'η§»ζ • η» θ ε "ζ»δ½ η» η» δΕ-η θΩ• η§»ε  
• ε ε γ

PKH67ζ θ °η η» θ η "δΙ δ½ ε θ§ — ε• —δ» ι ΩθΥΥζ °ε "δ'Η δ'Η οΟ ε ε'Εθ'«η "ζ• ε• ζ"»δ½ η» θ ζΕ ζ" ε ι ε η "  
θ• §ε η "ι θ§ — η» θ ι Ωζ ζ"ε "η ε ι γ PKH67ζ— ζ §θΥ ε°• οΟ δΕ• ε½±ε • η» θ η ε' ζ θ ½ε γ ζ- ζ 'Ηζ³ ζ  
• δ½ η ε• οΟ δΕ δΕ• η "ζ 'Υε° ζ §ε• δ½• η' οΟ δΕ• ε- ε "ε ε "ι • ζ £γ ε• —δ» ζ 'εΩ«ι οΟ ζ 'ε η' ε ζ 'ε ε "ε °εΥ ε °  
ζ °θ'• η ε ι ζ °ζ• γ PKH67ζ θ °η» θ ε• ι ε'Εη "ζ"• εΟ• η» θ δ» θΩ θ' η» θ ε' ζ ζΕ ζ" γ

PKH67ζ θ °η» θ ε η»Ωθ ²θ• §ε οΟ θ• §ε ζ³ι ΩοΟ &lambda;ex=490 nm, &lambda;em=502 nmy

Note: This product is for in vitro research use only and is not intended for use in humans or animals.